

# FAQS

## 1. Wie wird der Monitor verwendet?

Der BugScents® Sentry Pro wurde für die folgenden Verwendungszwecke entwickelt:

**A) Zum Erstnachweis von Bettwanzenbefall:** Stellen Sie die Monitore in den verdächtigen Räumen und in den angrenzenden Räumen (über, unter und neben den potenziell befallenen Räumen) auf. Die Monitore sollten mindestens 24 Stunden (vorzugsweise 96 Stunden) in den Räumen aufgestellt werden, um eine schnelle Ermittlung des Befalls zu ermöglichen.

**B) Zur Kontrolle nach einer Bekämpfung:** Mindestens zwei Monitore **nach Abschluss** der Behandlung in dem behandelten Raum aufstellen und nach 24–96 Stunden erneut überprüfen. Manchmal führt die Behandlung dazu, dass Bettwanzen in angrenzende Räume abwandern. Daher wird eine Überwachung dieser Räume, wie oben beschrieben, empfohlen.

Es wird angeraten, die Monitore an Ort und Stelle zu belassen und sie über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen regelmäßig zu überprüfen. Dies soll dazu dienen Nymphen frühzeitig zu erkennen, die noch aus Eiern geschlüpft sind, die möglicherweise nicht durch die Erstbehandlung abgetötet wurden.

**C) Zur kontinuierlichen Überwachung (z.B. in Hotelzimmern):** Positionieren Sie die BugScents®-Monitore diskret an Stellen, an denen sie regelmäßig überprüft werden können, um die frühzeitige Erkennung neuer Befälle zu erleichtern.

## 2. Wie viele Monitore sollten pro Raum eingesetzt werden?

Wir empfehlen mindestens zwei Monitore: einen auf jeder Seite des Bettes, in einem Einzel- oder „Standard-Doppelzimmer“. (Anlockung der Bettwanzen bis ca. 2m Entfernung zum Monitor)

## 3. Wo sollte der Monitor im Raum platziert werden?

Die Monitore funktionieren am besten, wenn sie strategisch zwischen dem Kissen und einem natürlichen Zufluchtsort der Bettwanzen platziert werden, z. B. hinter dem Kopfteil oder unter dem Bett. Die Monitore können horizontal oder vertikal angebracht werden.

## 4. Wann muss die Klebefläche getauscht und der Lockstoff erneuert werden?

Der Monitor selbst ist wiederverwendbar. Ersatzköder und Klebefallen werden in Nachfüllpackungen verkauft. Der Lockstoff sollte alle 3 Monate ausgetauscht werden. Die Klebeflächen sollten alle 2–3 Monate oder bei Feststellung eines Befalls ausgetauscht werden.

## 5. Wie lange kann ich den Monitor ungeöffnet aufbewahren?

Das Produkt ist bei Raumtemperatur (20–22 °C) ungeöffnet zwei Jahre haltbar.

## Haftungsausschluss

Wenn nach der empfohlenen Platzierungsdauer keine Bettwanzen in der Falle gefangen werden, bedeutet dies nicht, dass der Raum frei von Bettwanzen ist. **BugScents™ SENTRY PRO** ist als eines der verfügbaren „Werkzeuge“ gedacht, um den professionellen Anwender bei der Umsetzung von Bekämpfungsmaßnahmen gemäß den empfohlenen Best-Practice-Richtlinien zur Bekämpfung zu unterstützen.

# FAQS



## 1. Comment utiliser le moniteur ?

Le BugScents® Sentry Pro a été conçu pour les utilisations suivantes :

**A) Pour la première détection d'une infestation de punaises de lit :** placez les moniteurs dans les pièces suspectes et dans les pièces adjacentes (au-dessus, au-dessous et à côté des pièces potentiellement infestées). Les moniteurs doivent être placés dans les pièces pendant au moins 24 heures (de préférence 96 heures) afin de permettre une identification rapide de l'infestation.

**B) Pour le contrôle après une lutte :** placer au moins deux pièges dans la pièce traitée **après la fin** du traitement et vérifier à nouveau après 24-96 heures. Parfois, le traitement conduit les punaises de lit à se réfugier dans des pièces adjacentes, il est donc recommandé de surveiller les pièces adjacentes comme décrit ci-dessus.

Il est conseillé de laisser les moniteurs en place et de les vérifier régulièrement sur une période de 2 à 4 semaines. Cela doit servir à détecter précocement les nymphes qui ont encore éclos des œufs et qui n'ont peut-être pas été tués par le traitement initial.

**C) Pour une surveillance continue (par ex. dans les chambres d'hôtel) :** Positionnez discrètement les moniteurs BugScents® à des endroits où ils peuvent être contrôlés régulièrement afin de faciliter la détection précoce de nouvelles infestations.

## 2. Combien de moniteurs faut-il utiliser par pièce ?

Nous recommandons au moins deux moniteurs : un de chaque côté du lit, dans une chambre individuelle ou une « chambre double standard ». (Attirer les punaises de lit jusqu'à une distance d'environ 2 m du moniteur).

## 3. Où faut-il placer le moniteur dans la pièce ?

Les moniteurs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont placés stratégiquement entre l'oreiller et un refuge naturel des punaises de lit, par exemple derrière la tête de lit ou sous le lit. Les moniteurs peuvent être placés horizontalement ou verticalement.

## 4. Quand faut-il remplacer la surface adhésive et renouveler l'attractant ?

Le moniteur lui-même est réutilisable. Les appâts de remplacement et les pièges collants sont vendus dans des recharges. L'attractant doit être remplacé tous les 3 mois. Les surfaces adhésives devraient être remplacées tous les 2-3 mois ou dès qu'une infestation est constatée.

## 5. Combien de temps puis-je conserver le moniteur sans l'ouvrir ?

Le produit se conserve deux ans à température ambiante (20-22 °C) sans être ouvert.

## Clause de non-responsabilité

Si aucune punaise de lit n'est capturée dans le piège après la période de placement recommandée, cela ne signifie pas que la pièce est exempte de punaises de lit. **BugScents™ SENTRY PRO** est conçu comme l'un des « outils » disponibles pour aider le professionnel à mettre en œuvre des mesures de contrôle conformément aux meilleures pratiques recommandées en matière de lutte.